




تدا (تدارکات درمان التیام)

JMS IV CANNULA IVENA



- دارای سوزن و کانولاسیون بسیار ایده آل (Ultra sharp cannula and ultra-smooth penetration)
- جهت سهولت در تزریق و به حداقل رساندن درد، آسیب به بافت، رگ و نشت خون
- دارای بال‌های انعطاف‌پذیر و تاشو برای کنترل هرچه بهتر در تزریق (Safety)
- دارای پورت تزریق ایمن و مناسب جهت استفاده در طول تزریق و پوشش کانول زیست سازگار
- دارای دیواره‌ی کانول فوق‌العاده نازک برای انتقال بهتر و سریع‌تر دارو
- دارای چهار سایز Gauge Size 18G~24G و دارای نشان CE
- دارای Flash Back Chamber جهت اطمینان از رگ‌گیری صحیح (Safety)
- دارای Hydrophobic Filter Membrane به منظور تسهیل در فلاش بک خون و جلوگیری از هر گونه نشت خون در طول تزریق و دارای انتخاب دو روش تزریق توسط پرستار
- دارای قابلیت Radiopaque (در زمانی که کنتراست آتریوکت به هر علت در داخل رگ بماند توسط اشعه‌ی X-ray قابل تشخیص است)



Gauge Size	Colour Code	O.D (mm)	Flow Rate (ml/min)	Needle Length (mm)	Material Selection	Packing inner/outer
18G	Green	1.3	80	45	FEP	50/500
20G	Pink	1.1	54	32	FEP	50/500
22G	Blue	0.9	33	25	FEP	50/500
24G	Yellow	0.7	20	19	FEP	50/500



تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، خیابان شهدای عشایر (نیرو)، پلاک ۳، ساختمان تداک



www.teda.ir



teda.ir



۰۲۱ ۷۷۵۲۷۱۳۷



۰۲۱ ۷۷۶۵۴۲۱۶-۲۳

تدا (تدارکات درمان التیام)

